


Proktologický pooperační proximální tampon

4150

Optimálně vhodné v postoperativní fázi při proktologických zásazích. Vyvinuto pro operativní postup zavřené hemoroidektomie. Díky vynikající elasticitě se anální tampon z PVA po vložení do análního kanálu ideálním způsobem přizpůsobí reliéfu sliznice. Jemné stlačení vede ke kompletnímu přilnutí a fixaci anodermu po odstranění hemoroidální tkáně.



**Doba použití
cca. 12–16 hodin.**

Není třeba obávat se
nekrózy tkáně.

Polyvinylalkoholová (PVA) pěnová hmota splňuje požadavky na propustnost. Tato doplňková varianta výrobku propustnost ještě zlepšuje. Dosáhne se jí drenáží pomocí zavedení hadičky z PVC.

Délka: 67 mm
Průměr: 26 mm

POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU JE MOŽNÉ:

- mimo tamponovanou oblast rozpoznat krvácení,
- zabránit pooperačnímu nahromadění krve,
- snížit nadměrný tlak plynu.

Nosný materiál pro látky k lokálnímu hojení ran, zastavení krvácení.

**POOPERAČNÍ
TAMPON**
po výkonech
v anální části
konečnicku.

